

# RF CLINIC BODY

## Radiofrecuencia

### 10 PROGRAMAS

4 Rostro - 6 Piel

**GLOBUS RF CLINIC BODY** es un innovativo aparato PROFESIONAL que genera ondas de radiofrecuencia para aplicaciones estéticas, contra el envejecimiento de la piel ya sea del rostro o de todo el cuerpo. Globus RF Clinic BODY favorece también la vascularización y la regeneración del tejido cutáneo eliminando las imperfecciones causadas por la exposición a los rayos solares y el envejecimiento de la piel.

#### APLICACIONES DE LA RADIOFRECUENCIA

Numerosas investigaciones científicas han demostrado que la RADIOFRECUENCIA estimula la circulación y el metabolismo celular produciendo

- Atenuación de las arrugas y nivelación de la piel
- Recuperación de la elastina cutánea (elastosis y laxitud cutánea)

Gracias a la Tecnología GLOBUS, que permite de controlar todos los parámetros de impulso (frecuencia de estímulo de 470 KHz a 2 MHz, duración y potencia), es posible modular la energía sobre el área a tratar para obtener la máxima eficacia ya sea en las aplicaciones superficiales como en los tratamientos profundos.

#### COMO FUNCIONA

La Radiofrecuencia (RF) produce energía, percibida como calor, que estimula el metabolismo de los tejidos tratados. El flujo de radiofrecuencia RF de hecho, atraviesa la piel, produce un aumento de temperatura en los tejidos subyacentes, en particular en las estructuras de sostén, fibras de colágeno y elastina, que determinan la elasticidad y la firmeza.

La energía del calor activa los fibroplastos estimulándolos a producir nuevo colágeno con la consecuente regeneración del tejido (colagenosis). La dermis resulta así más tónica y la piel más tensa.

- **10 PROGRAMAS LIBRES**
- **4 programas ROSTRO**  
área dedicada a los tratamientos del rostro
- **6 programas PIEL**  
área dedicada a la piel de distintas partes del cuerpo



#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia manípulo: 200 W ( a 50Ω)  
Salida: 1  
Manípulo: 1RF Clinic 100  
Frecuencia de emisión: de 470 KHz a 2 MHz  
Alimentación: a red 220V 50/60 Hz o batería recargable (no en dotación)  
Dimensiones: 17 x 22 x 6 cm  
Display retroiluminado  
Modo de funcionamiento: resistivo  
Dispositivo **CE**

#### DOTACION

1 valijita  
1 unidad Globus RF Clinic BODY  
1 manípulo RF Clinic 100  
1 manual  
1 Gel  
1 cargador

#### ACCESORE EN OPTION

Manípulo Rf Clinic 300 (Ø 30 mm)  
Manípulo RF Clinic 500 (Ø 50 mm)

# RF CLINIC body

## Listado de programas

### ROSTRO

Arrugas rostro  
Arrugas ojos  
Acné Rostro  
Micro-Lifting Rostro

### PIEL

Arrugas Cuerpo  
Arrugas piel sensible  
Micro-Lifting escote  
Estrías  
Elasticidad Piel  
Colágeno Bio-Skin